

# MAPA MP 260™

Sistema de monitoreo ambulatorio de presión arterial no invasivo.

## Características



**2** Baterías



Licencia única de software para múltiples grabadoras



**254** mediciones por estudio



**48 Hs** de grabación, con 1 cambio de pila



Configurable por el usuario



Descarga de datos por USB



**31** estudios en memoria interna



Firma digital




**2** manguitos lavables con desinflado escalonado



Software disponible en español/inglés/francés





## Beneficios

Posibilidad de iniciar y configurar estudios desde la grabadora sin necesidad de conectarse a la PC.

Protocolos predeterminados configurables por el usuario incluyendo período matinal.

Permite modificar rangos de presiones válidas, generando un análisis personalizado a cada paciente en cada estudio.

Promedios horarios y estadísticas con dispersión horaria.


Resumen automático y reporte completamente configurable.

La mayor comodidad para el paciente, lo que permite minimizar estudios erróneos y promueve una mayor aceptación del paciente a esta técnica diagnóstica.

Fácil colocación del equipo.

Algoritmo de inflado y desinflado dinámico, adaptado con cada medición.

### Histogramas y gráficas de 360° de carga, discriminando período diurno y nocturno. Evaluación de disautonomía.



Además sumás puntos en nuestro club de fidelización. Sólo válido en Argentina.

Permite exportación de estudios, junto a una aplicación de visualización que permite procesar el mismo en otra PC, facilitando las interconsultas.

Brinda la flexibilidad de modificar rangos de presiones válidas y setear períodos de siesta.

Para más información:  
 Ventas Argentina: [ventas@eccosur.com](mailto:ventas@eccosur.com)  
 Ventas Internacionales: [comex@eccosur.com](mailto:comex@eccosur.com)