

# ECG View™ Stress ECG

Sistema de registro electrocardiográfico de esfuerzo de 12 derivaciones basado en PC.

## Características



**2000 Hz**  
Resolución  
(Máximo)



Apto para niños  
y neonatos



Impresión full disclosure  
de una derivación.  
Hasta 15 min. por página



**12**  
Derivaciones



Módulo único,  
dos softwares:  
Electrocardiogramas  
o ergometrías



USB



Cable paciente  
estándar



Firma digital



Software disponible  
en Español/Inglés/  
Francés/Portugués





## Beneficios


Permite utilizar cualquier protocolo de cinta, cicloergómetro o farmacológico, editar y/o agregar protocolos propios.

Posibilidad de automatizar cintas, incluso con protocolos de rampa, y cicloergómetros.

Tendencia de eventos, frecuencia cardíaca, ITT, desnivel ST, presión arterial.



Además sumás puntos en nuestro club de fidelización. Sólo válido en Argentina.



## Impresión de reportes configurable por el usuario: sumario de la prueba, tendencias y registros.

Permite exportación de estudios, trazados e imágenes de mediciones a: CD, PDF, mail, redes locales e internet.

Cuenta con filtros para mejorar la calidad de la señal que pueden aplicarse durante y/o luego del estudio.

Sumario de la prueba con parámetros máximos alcanzados en cada etapa y comparación.

### Para más información:

Ventas Argentina: [ventas@eccosur.com](mailto:ventas@eccosur.com)

Ventas Internacionales: [comex@eccosur.com](mailto:comex@eccosur.com)