

Camilla ST1



Transporte básico de pacientes.

La ST1 de Stryker es la camilla básica de transporte. Diseñada para satisfacer las necesidades esenciales de su departamento, esta camilla incluye movilidad con una quinta rueda para facilitar las maniobras y las barandillas laterales Glideaway patentadas por Stryker.

Características estándar

- Movilidad con quinta rueda
- Barandillas laterales Glideaway
- 4 receptáculos integrados para portasueros
- Mecanismo de bloqueo central

Características opcionales

- Colchones básicos: 8 cm x 62 cm x 193 cm o 10 cm x 62 cm x 193 cm
- Asas de empuje desplegadas opcionales
- Correas de sujeción
- Adhesivo para la base de la cubierta (rojo, azul marino, gris)
- Soporte vertical para botella de oxígeno
- Bandeja del desfibrilador con soporte para historial
- Portarrollos de papel

Especificaciones

Número de modelo	
ST1	6300-000-100
Longitud total	217 cm
Altura	56 cm
Anchura total	78 cm
Barandillas levantadas	78 cm
Barandillas bajadas	73,5 cm
Capacidad de carga segura	250 kg
Trendelemburg/ Trendelemburg inversa	±16°
Superficie para el paciente	62 ± 0,5 cm x 193 ± 0,5 cm

Garantía

La garantía puede variar en cada país. Contacte a su representante local de Stryker Medical para obtener más información.

Medical

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no dispensa asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que adquieran formación en el uso de cualquier producto antes de usarlo.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Stryker, ST1 y ST1-X. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.



PHMISC-COM-3-21867ES

PHMISC-Com-3_21867ES Rev 2
SDL 08/2020
2019-21867

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com